



Simplifique la transferencia de datos de básculas y balanzas con la conexión inalámbrica Adam Connect. El módulo emisor Bluetooth plug-and-play Adam Connect funciona con dispositivos de pesaje compatibles para transmitir datos a una distancia de hasta 35 pies a PCs o impresoras utilizando los módulos Adam Connect USB PC Connector (para recopilación de datos con el software AdamDU u otros sistemas LIMS) y Printer Connector. Para una configuración personalizada, seleccione solo los módulos receptores necesarios. El módulo emisor Bluetooth es obligatorio con cada configuración.

## Conexión inalámbrica plug-and-play para comunicación de datos entre básculas y balanzas con PCs e impresoras



No. de Artículo.....	Descripción	Código de Artículo
8000011571 .....	Emisor Bluetooth	BTM-01
8000011587 .....	Receptor Bluetooth-a-Impresora	BTM-02
3074010507 .....	Receptor Bluetooth-a-PC	BTM-03

### Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.