




Caratteristiche

- Large, responsive 5" 800x480 pixel touch-screen display
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Dispositivo di memoria USB
- Adattatore AC incluso
- Built-in memory for storing products and settings
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- La protezione della password di controllo impedisce accessi non autorizzati
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Funzione per memorizzare l'accumulo totale dei risultati
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	EPB 363e	EPB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i
Capacità	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g
Leggibilità	0.001g		0.01g			0.001g		
Dimensioni della padella	110mm ø		185x185mm			110mm ø		
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit		g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit			g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit		
Tempo di stabilizzazione (sec)	3							
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna					Calibratura interna automatic		
Display	Touch screen con caratteri 13mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max		Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	224x374x219mm		224x374x95mm			224x374x219mm		
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x115mm					192x195x115mm		
Peso netto	5kg		4.5kg			5kg		6kg

Modello	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
Capacità	2100g	3200g	6200g
Leggibilità	0.001g	0.01g	
Dimensioni della padella	110mm ø	185x185mm	
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit	g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit	
Tempo di stabilizzazione (sec)	3		
Interfaccia	RS-232		
Calibrazione	Calibratura interna automatic		
Display	Touch screen con caratteri 13mm alti		
Lingua del display	Inglese		
Alimentazione	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max
Alloggiamento	ABS plastica		
Dimensioni complessive	224x374x219mm	224x374x95mm	
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x115mm		
Peso netto	6kg	5kg	

Dettagli del prodotto

Accessori

Codice articolo	Descrizione
1060014262	Kit densità
3012014260	Copertura bagnata in uso
3014011014	Cavo RS-232 MF
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Tavolo antivibrante
104008036	Ionizzatore ABI-1
700100410	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	cavo USB
3074010267	Copertura bagnata in uso
3012014259	

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.



Stampante termica ATP 2

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi