



艾德姆衡器Highland系列天平广泛应用于实验室,户外称重,教育和其他工业领域。Highland不仅支持多种称量单位,还标配RS-232和USB接口,可充电电池,AC电源,量程跟踪指示条,可调节脚,安全锁孔等。下方称重能够提供密度和比重测试;可拆卸的防风罩最大限度的减少了空气流动对称量的影响;ShockProtect过载保护为Highland提供更好的安全防护。此外,零件计数,百分比称重,净重/总重称量使得Highland能够满足您多方面的需求。

Highland是集多功能于一身的高性价比精密天平。



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”,“关闭”或“称重时开启”
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 可进行叠加存储,节省更多空间(仅限120mm秤盘)
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置,以获得最佳的称量结果
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 固体ABS外壳,坚固耐用,具有防水功能,键盘和显示屏方便清洗,适用于工业应用
- 三级ShockProtect®防过载保护保护天平内部组件
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 当超载称重时会有声音过载报告警告
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 自动累计所有结果
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 累计称重

关于艾德姆

在过去的五十多年里,艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品,赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了:快速、稳定、物超所值。

产品详情

型号	HCB 602M	HCB 1002M
量程	600g	1000g
精度	d = 0.01g / e = 0.1g	d = 0.01g / e = 0.1g
重复性 (S.D.)	0.02g	0.02g
线性误差	0.03g	0.03g
秤盘大小	120mm ø	
称量单位	g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tLH, tLS, tLT	
稳定的时间 (秒)	3	2
接口	RS-232 / USB	
显示	背光LCD 与 18mm 高位数	
电源	12VDC 800mA 毫安适配器 / 内置可充电电池	
工作温度	0° 到 40°C	
外壳	ABS 塑料	
防风罩尺寸	132mm ø x 90mm	
整体尺寸	174 x 252 x 80mm	
净重量	2kg	
批准	EC认证	

配件

- 物料编号 说明
- 308002042 手提箱
- 308232030 防护罩
- 308232034 防护罩 (5个)
- 308232035 防护罩 (10个)
- 1129915779 ATP2 打印机
- 3126011263 ATP2 热敏打印纸
- 3126011281 ATP2 热敏打印纸 (10卷装)
- 700400103 RS-232电缆
- 700100046 安全锁
- 600002028 Adam DU 数据采集软件
- 3074010267 USB电缆
- 700660290 检定证书
- 700100007 F1 100g 校准码
- 700100012 F1 200g 校准码
- 700100009 F1 1kg 校准码
- 700100010 F1 2kg 校准码

重要配件



ATP2 打印机
ATP2 是一款结构紧凑的通用型热敏卷式打印机, 可通过 RS-232 接口与 Adam 称和天平连接。



安全锁
安全锁和缆绳适用于天平和秤上的内置锁附件, 可绕在物体上将天平固定到位。柔韧的钢缆不易被剪断, 密码锁允许用户选择密码。



Adam DU 数据采集软件
Adam DU 可同时快速收集多达八个 Adam 天平的信息。带有主命令窗口的界面简单易用, 用户可以查看和管理数据采集会话。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。