



Ideale per farmacisti, chimici, gioiellieri e per utilizzo in altre applicazioni commerciali, Le bilancie "Highland" omologate offrono importanti caratteristiche e funzioni necessarie per applicazioni che richiedono una bilancia approvata per pesatura. Con approvazioni tipo CE/OIML la nuova bilancia "Highland" offre molteplici unità di pesatura - grammi o chilogrammi e carati - più interfacce RS-232 e USB, batteria ricaricabile, funzionamento AC, tracciatore di capacità e più. Un design innovativo convenientemente consente a più bilance di essere accatastate per un immagazzinamento facile quando lo spazio è limitato.

La bilancia "Highland" approvata soddisfa i requisiti della categoria II per applicazioni commerciali.

Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tracciatore di capacità integrato nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Le bilance si possono accatastare in modo efficiente e sicuro per risparmiare spazio (Dimensioni del piatto solitamente 120mm)
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- I doppi tasti di taratura facilitano l'uso sia con mano destra che sinistra
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Lo ShockProtect® a tre punti consente di evitare danni di sovraccarico ai componenti interni
- Interfacce USB e RS-232 provvede comunicazione veloce con computer e stampanti

- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Funzione per memorizzare l'accumulo totale dei risultati
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 3-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	HCB 602M	HCB 1002M
Capacità	600g	1000g
Leggibilità	d=0.01g e=0.1g	
Dimensioni della padella	120mm ø	
Unità di pesatura	g,ct,kg	
Interfaccia	RS-232	
Display	LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti	
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.4A	
Alloggiamento	ABS plastica	
Dimensioni complessive	174x252x80mm	
Dimensioni dello schermo antivento	132mm ø x 90mm	
Peso netto	1.9kg	

Accessori

Codice articolo	Descrizione
308002042	Valigetta rigida con serratura
308232034	Copertura bagnata in uso (confezione da 5)
308232035	Copertura bagnata in uso (confezione da 10)
308232030	Copertura bagnata in uso
3074010267	cavo USB
3104012701	Cavo RS-232
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010266	Cavo RS-232
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
104008036	Tavolo antivibrante
700100410	Ionizzatore ABL-1
BTM	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	
ASTM 1 1g - 200g	
Calibration Weight Set	
ASTM 1 1g - 500g	
Calibration Weight Set	
ASTM 2 1g - 200g	
Calibration Weight Set	
ASTM 2 1g - 500g	
Calibration Weight Set	
ASTM 1 - 5g	
ASTM 1 - 10g	
ASTM 1 - 50g	
ASTM 1 - 100g	
ASTM 1 - 200g	
ASTM 1 - 500g	
ASTM 1 - 1000g	

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Balance Removable draft shield CD manual Power adapter

Accessori principali



Valigetta rigida con serratura



Stampante termica ATP 2

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi