



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Interfacce USB e RS-232 provvede comunicazione veloce con computer e stampanti
- Adattatore AC incluso
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Gancio incluso per pesare sotto la bilancia
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
Capacità	120g	210g	250g	120g	210g	250g
Leggibilità	0.0001g					
Dimensioni della padella	80mm ø					
Unità di pesatura	mg,g,ct,GN,N,dr,oz,ozt,dwt,mm,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit					
Tempo di stabilizzazione (sec)	3					
Interfaccia	RS-232					
Calibrazione	Calibratura esterna			Calibratura interna automatic		
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti					
Lingua del display	Inglese					
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A					
Alloggiamento	ABS plastica					
Dimensioni complessive	224x374x338mm					
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x230mm					
Peso netto	6.5kg		7kg			6.5kg

Accessori

Codice articolo	Descrizione
104008036	Tavolo antivibrante
LUNA DENSITY KIT	Kit densità
3014011014	Cavo RS-232 MF
700100410	Ionizzatore ABl-1
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014016565	Cavo USB da A ad A
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Copertura bagnata in uso
3012014260	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	Gancio per pesare sotto
3021210953	

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.



Stampante termica ATP 2

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi