



Caratteristiche

- Base di pesatura per impieghi gravosi e ampio display del peso cristallino
- Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformità alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Collegamento a una rete con l'interfaccia RJ45
- Un gancio opzionale consente pesatura al di sotto della bilancia
- Tracciatore di capacità integrato nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Dispositivo di blocco per fissare la bilancia
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Batteria ricaricabile opzionale per un funzionamento praticamente ovunque
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Adattatore AC incluso
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	LBL 14001e	LBL 24001e	LBL 34001e	LBL 14001P	LBL 24001P	LBL 34001P
Capacità	14000g	24000g	34000g	14000g	24000g	34000g
Leggibilità	0.1g					
Deviazione standard <5% della capacità	0.04g	0.03g		0.04g	0.03g	
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	71g	59.6g	55g	71g	59.6g	55g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	82g					
Peso minimo (K=2, U=1%)	7.1g	6g	5.5g	7.1g	6g	5.5g
Dimensioni della padella	400x300mm					
Unità di pesatura	g,kg,ct,GN,N,lb,oz,lb:oz,custom unit,T					
Tempo di stabilizzazione (sec)	2					
Interfaccia	RS-232, USB					
Calibrazione	Calibratura esterna					
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti					
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz					
Alloggiamento	Indicatore in plastica ABS con base in alluminio pressofuso					
Dimensioni complessive	400x470x100mm			401x335x590mm		
Peso netto	7kg			8.3kg		

Accessori

Codice articolo	Descrizione
104008036	Tavolo antivibrante
1120015779	Stampante termica ATP 2
3126014659	Carta per stampante AIP
3126014660	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
1120014641	Stampante ad impatto AIP
3126011281	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3014011014	Cavo RS-232 MF
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3012014259	Copertura bagnata in uso
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Carta per stampante termica ATP
3126011263	cavo USB
3074010267	Gancio di pesatura sotto per piatto da
302126013	15,7"x11,8"/400x300 mm
3014016896	Caricabatterie per 3 batterie al litio da 12 V

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.

Stampante termica ATP 2

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi