



Luna精密天平的型号覆盖了广泛的量程和精度，能满足各类实验室的各种称重需求。Luna系列提供了更高的性能，速度更快，读数更精确。Luna将经久耐用的特点和高性能完美地结合在时尚设计中，配有LCD液晶显示屏，将结果在黑色背景上用24mm高的白色大数字显示出来。Luna还提供了多语言文本和显示功能，适合国际上使用。RS-232和USB接口使天平和电脑、打印机能快速连接，传输数据结果。为了能经受住实验室的粗糙使用，Luna设计时使用了方便清洁的ABS塑料外壳和经久耐用的304级不锈钢秤盘。

高雅、耐用，精确、高性能的完美结合。



特点

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 多语言显示界面，适用于不同地区
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 安全锁槽与选配锁，防丢失盗窃
- 可兼容打印机和PC电脑的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 净总称重

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e
量程	220g	420g	620g	820g	2600g	3600g	4600g	6000g
可读性	0.001g				0.01g			
锅的尺寸	120mm ø				185x185mm			
称量单位	mg,g,ct,GN,dr,ozt,dwt,mm,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit				g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
稳定时间（秒）	3							
接口	RS-232							
校准	外部校准							
显示屏	LCD 与 24mm 高位数							
显示语言	英语							
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	224x374x219mm				224x374x95mm			
防风罩尺寸	192x195x115mm							
净重	5kg		6kg		4kg			

型号	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i
量程	6000g	8000g	12000g	15000g	220g	420g	620g	820g
可读性	0.1g				0.001g			
锅的尺寸	185x185mm				120mm ø			
称量单位	g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit				mg,g,ct,GN,dr,ozt,dwt,mm,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
稳定时间（秒）	3							
接口	RS-232							
校准	外部校准				内部全自动校准			
显示屏	LCD 与 24mm 高位数							
显示语言	英语							
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	224x374x95mm				224x374x219mm			
防风罩尺寸					192x195x115mm			
净重	4kg				5kg		6kg	6.5kg

型号	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i
量程	2600g	3600g	4600g	6000g
可读性	0.01g			
锅的尺寸	185x185mm			
称量单位	g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
稳定时间（秒）	3			
接口	RS-232			
校准	内部全自动校准			
显示屏	LCD 与 24mm 高位数			
显示语言	英语			
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A			
外壳	ABS塑料			
外形尺寸	224x374x95mm			
防风罩尺寸				
净重	5kg	5.5kg		

产品详情

配件

商品编号	描述
104008036	抗震台
LUNA DENSITY KIT	密度套件
3014011014	RS-232 电缆 MF
1120014641	AIP 冲击式打印机
1120015779	ATP 2 热敏打印机
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书
3014016565	USB 电缆 A 到 A
3014013041	安全锁电缆
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
BTM	Adam通讯连接组件
3012014259	使用中的湿盖
700100410	ABI-1 电离器
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3126014659	AIP打印纸
3126014660	AIP 打印纸（10 包）
3021210953	下称钩
3012014260	使用中的湿盖

装箱内容

随附的型号

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

主要配件



抗震台

尽管存在气流和振动，AVT 仍可确保天平精确运行。AVT 配备必要的工具，易于组装。内部工作表面尺寸：400 x 450毫米。



密度套件

Luna密度测量套件让用户可使用Luna系列分析和精密天平的内部程序，直接测量出固体和液体的密度。

由……提供

此处应放置徽标