



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Interfacce USB e RS-232 provvede comunicazione veloce con computer e stampanti
- Adattatore AC incluso
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e
Capacità	220g	420g	620g	820g	2600g	3600g	4600g	6000g
Leggibilità	0.001g				0.01g			
Dimensioni della padella	120mm ø				185x185mm			
Unità di pesatura	mg,g,ct,GN,dr,ozt,dwt,mm,tl,T,tl.H,tl.S,T,custom unit				g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl.T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
Tempo di stabilizzazione (sec)	3							
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	224x374x219mm				224x374x95mm			
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x115mm							
Peso netto	5kg		6kg		4kg			

Modello	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i
Capacità	6000g	8000g	12000g	15000g	220g	420g	620g	820g
Leggibilità	0.1g				0.001g			
Dimensioni della padella	185x185mm				120mm ø			
Unità di pesatura	g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl.T,tl.H,tl.S,T,custom unit				mg,g,ct,GN,dr,ozt,dwt,mm,tl.T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
Tempo di stabilizzazione (sec)	3							
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna				Calibratura interna automatic			
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	224x374x95mm				224x374x219mm			
Dimensioni dello schermo antivento					192x195x115mm			
Peso netto	4kg				5kg		6kg	6.5kg

Modello	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i
Capacità	2600g	3600g	4600g	6000g
Leggibilità	0.01g			
Dimensioni della padella	185x185mm			
Unità di pesatura	g,kg,ct,GN,N,dr,lb,oz,lb:oz,ozt,dwt,tl.T,tl.H,tl.S,T,custom unit			
Tempo di stabilizzazione (sec)	3			
Interfaccia	RS-232			
Calibrazione	Calibratura interna automatic			
Display	LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti			
Lingua del display	Inglese			
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A			
Alloggiamento	ABS plastica			
Dimensioni complessive	224x374x95mm			
Dimensioni dello schermo antivento				
Peso netto	5kg	5.5kg		

Dettagli del prodotto

Accessori

Codice articolo	Descrizione
104008036	Tavolo antivibrante
LUNA DENSITY KIT	Kit densità
3014011014	Cavo RS-232 MF
1120014641	Stampante ad impatto AIP
1120015779	Stampante termica ATP 2
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014016565	Cavo USB da A ad A
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Copertura bagnata in uso
3012014259	Ionizzatore ABI-1
700100410	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	Gancio per pesare sotto
3021210953	Copertura bagnata in uso
3012014260	

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.



Kit densità

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi