




Caratteristiche

- High-resolution graphic display is amply sized for clear visibility
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Adattatore AC incluso
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	SPB 363e	SPB 723e	STB 3202e	STB 6202e	STB 8202e	SPB 363i	SPB 723i	SPB 1203i
Capacità	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g
Leggibilità	0.001g		0.01g			0.001g		
Dimensioni della padella	110mm ø		185x185mm			110mm ø		
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl,S,tl,T,custom unit		g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl,S,tl,T,custom unit			g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl,S,tl,T,custom unit		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		3		4	2		3
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna					Calibratura interna automatic		
Display	Graphic display con caratteri 15mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max		Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	224x374x219mm		224x374x95mm			224x374x219mm		
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x115mm					192x195x115mm		
Peso netto	4.5kg	6kg	4.5kg	5.5kg	6kg	5kg	6.5kg	6kg

Modello	SPB 2103i	STB 3202i	STB 6202i
Capacità	2100g	3200g	6200g
Leggibilità	0.001g	0.01g	
Dimensioni della padella	110mm ø	185x185mm	
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl,S,tl,T,custom unit		g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl,S,tl,T,custom unit
Tempo di stabilizzazione (sec)	3		2
Interfaccia	RS-232		
Calibrazione	Calibratura interna automatic		
Display	Graphic display con caratteri 15mm alti		
Lingua del display	Inglese		
Alimentazione	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adattatore 9VDC 50/60Hz 1A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max
Alloggiamento	ABS plastica		
Dimensioni complessive	224x374x219mm	224x374x95mm	
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x115mm		
Peso netto	6kg	5kg	6.5kg

Accessori

Codice articolo	Descrizione
1060014262	Kit densità
3012014260	Copertura bagnata in uso
3014011014	Cavo RS-232 MF
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
3012014259	Copertura bagnata in uso

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.



Stampante termica ATP 2

Dettagli del prodotto

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi