Luna LAB 分析天平



Luna分析天平拥有一系列的功能和特征，满足了大多数实验室应用。Luna系列提供了更高的性能，速度更快，读数更精确。凭借现代化的时尚设计，Luna令人印象深刻，彰显出一种智慧和成熟。LCD的大 液晶 显示屏，让黑色背景上的24mm高的白色字体清晰可辨。多语言文本和显示功能使Luna非常适合不同地区的用户。为了操作方便，导向按钮是彩色编码的，用户只要通过简单培训就能操作各种功能。Luna提供了USB和RS-232两种接口，方便数据收集，及传输到电脑和打印机。ABS塑料外壳和坚固的304级不锈钢秤盘，使Luna在经受大意操作后便于清洁。精度为0.001g的天平，Luna提供了四种型号，量程最高达250g，可以进行基本的、详细的测量任务。

性能和外观，带给人印象深刻的称重体验







特点

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 多语言显示界面，适用于不同地区
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 安全锁槽与选配锁，防丢失盗窃
- 标配用于底部称量的挂钩
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 检测计数
- 净重/总重称量
- 显示锁定
- 峰值锁定

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
量程	80g	120g	210g	250g	80g	120g	210g	250g
可读性	0.0001g							
秤盘尺寸	80mm ø							
称量单位	mg,g,ct,GN,N,dr,oz,ozt,dwt,mm,tl.T,tl.H,tl.S,T,custom unit							
稳定时间 (秒)	3							
接口	RS-232							
校准	外部校准				内部全自动校准			
显示屏	LCD 与 24mm 高位数							
显示语言	英语							
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	224x374x338mm							
防风罩尺寸	192x195x230mm							
净重	7kg	6.5kg		7kg				6.5kg

配件

商品编号	描述
104008036	抗震台
LUNA DENSITY KIT	密度套件
3014011014	RS-232 电缆 MF
700100410	ABI-1 电离器
1120014641	AIP 针式打印机
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书
3014016565	USB 电缆 A 到 A
3014013041	安全锁电缆
1120015779	ATP 2 热敏打印机
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
BTM	Adam通讯连接组件
3012014260	使用中的湿盖
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3126014659	AIP打印纸
3126014660	AIP 打印纸（10 包）
3021210953	下称钩

主要配件



抗震台

尽管存在气流和振动，AVT 仍可确保天平精确运行。 AVT 配备必要的工具，易于组装。 内部工作表面尺寸：400 x 450毫米。



ATP 2 热敏打印机

ATP2这款紧凑型通用热敏打印机，通过RS-232接口与Adam天平和电子秤连接。

装箱内容

随附的型号

- AC 适配器
- 天平
- 防风罩

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment